

- ✓ Immunologie - Hématologie
 - ✓ Bactériologie - Virologie
 - ✓ Parasitologie - Mycologie
 - ✓ Biochimie - Spermiologie
- 24h/24h - 7J/7J

EXAMEN D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

N° : AC 2151/24 /4885/778

Prénoms et Nom du patient :

Madame Ba NGOM

Age : 42 ans Sexe : F

Ethnie :

Résidence :

Service d'origine : BEN ANASS Médecin prescripteur :

Organe prélevé : Col utérin

Nature du prélèvement : **FCV**

Arrivée au laboratoire le : 14/05/2024

Résumé des observations cliniques et paraclinique :

FCV de dépistage.

COMPTE RENDU DE L'EXAMEN ANATOMO-PATHOLOGIQUE

Frottis cervico-utérin de dépistage réalisé par méthode conventionnelle et satisfaisant. Il montre une desquamation de cellules épithéliales malpighiennes superficielles, intermédiaires et parabasales. Des cellules malpighiennes présentent parfois un aspect de koilocytes. Elles sont mêlées à des cellules endocervicales régulières. Le fond est légèrement inflammatoire polymorphe.

Conclusion : Frottis cervico utérin de dépistage montrant une lésion intra-épithéliale malpighienne de bas grade (LSIL).

NB : Un test HPV par PCR est recommandé.

Selon les recommandations de l'OMS pour le dépistage du cancer du col : Le test HPV est proposé à toutes les femmes âgées entre 30 et 65 ans. La méthode recommandée pour les femmes âgées entre 25 et 30 ans restants la cytologie.

Dakar, le 07 juin 2024

Pr. I. THIAM

Docteur Ibou THIAM
Agrégé d'Anatomie et
Cytologie Pathologique
Professeur Assimilé
UCAD HALD

ID : 778

Nom : MADAME BA NGOM

Fiche N° : 778

Mode : Total


Heure : 14-05-2024 11:52

Sexe : Féminin Age : 42 ans

Serv. : externe

Lit N° :

Paramètre	Résultat	Plage de réf.
GB		
Lymph.	5.4 x 10 ⁹ /L	4.0 - 10.0
Mid.	2.0 x 10 ⁹ /L	0.8 - 4.0
Gran.	0.6 x 10 ⁹ /L	0.1 - 0.9
%lymph	2.8 x 10 ⁹ /L	2.0 - 7.0
%mid.	37.1 %	20.0 - 40.0
%gran	10.3 %	3.0 - 9.0
	52.6 %	50.0 - 70.0
HGB		
	14.8 g/dL	11.0 - 15.0
GR		
HCT	4.90 x 10 ¹² /L	3.50 - 5.00
VGM	43.1 %	37.0 - 48.0
TMH	88.1 fL	82.0 - 95.0
CCMH	30.2 pg	27.0 - 31.0
IDR-CV	34.3 g/dL	32.0 - 36.0
IDR-DS	15.4 %	11.5 - 14.5
	48.5 fL	35.0 - 56.0
PLT		
VMP	H 313 x 10 ⁹ /L	100 - 300
IDP	7.8 fL	7.0 - 11.0
PCT	15.4	15.0 - 17.0
	0.244 %	0.108 - 0.282



Expéd. :

Testeur :

Contrôleur :